







Overview Présentation / Überblick / Panoramica / Overzicht / Opis ogólny / Επισκόπηση / Vista general




How to use

Utilisation / Verwendung / Utilizzo / Hoe te gebruiken / Instruccija obstugi / Τρόπος χρήσης / Modo de empleo



Specification Spécifications / technische Beschreibung / Specifiche / Specificatie / Specyfikacja / Προδιαγραφές / Especificaciones



Physical characteristics of the lens of PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS
 Caractéristiques physiques de la lentille de PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS
 Fysiske eigenschappen van de lens van de PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS
 Características físicas de la lente de PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS
 Fyzyczna charakterystyka soczewki PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS
 Φυσικά χαρακτηριστικά PN6A, PN6AS, PU6A, PU6AS
 Características físicas de la lente de PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS

CHARACTERISTICS:
Model PN6A, PN6AS (Natural type) / PU6A, PU6AS (UV type)

OPTIC
 Material: Soft acrylic (UV-absorbing acrylic resin)
 Colour: Yellow (PN6A, PN6AS), Clear (PU6A, PU6AS)
 UV cutoff at 10% T: 408 nm (+20.0 dioptre lens of PN6A, PN6AS), 399 nm (+20.0 dioptre lens of PU6A, PU6AS)
 Index of Refraction: 1.519 (35°C)
 Configuration: Biconvex
 Power: +6.0 through +26.0 dioptre; +6.0 to +10.0 dioptre powers in +1.0 dioptre increments; +10.0 to +26.0 dioptre powers in +0.5 dioptre increments

HAPTICS
 Configuration: Modified "C"-loop
 Material: PVDF
 Colour: Blue

CARACTERISTIQUES :
Modèle PN6A, PN6AS (Type Naturel) / PU6A, PU6AS (Type UV)

OPTIQUE
 Matériau : Acrylique pliable (résine d'acrylique absorbant les UV)
 Couleur : Jaune (PN6A, PN6AS), Transparent (PU6A, PU6AS)
 Réduction des UV à 10 % T : 408 nm (lentille de +20,0 dioptries de PN6A, PN6AS), 399 nm (lentille de +20,0 dioptries de PU6A, PU6AS)
 Indice de réfraction : 1,519 (35°C)
 Configuration : Biconvexe
 Puissance : de +6,0 à +26,0 dioptries; de +6,0 à +10,0 dioptries par accroissement de +1,0 dioptrie; de +10,0 à +26,0 dioptries par accroissement de +0,5 dioptrie

HAPTICQUE
 Configuration : Boucle en « C » modifiée
 Matériau : PVDF
 Couleur : Bleu

EIGENSCHAFTEN:
Modell PN6A, PN6AS (Natural-Typ) / PU6A, PU6AS (UV-Typ)

OPTIK
 Material: Weichacryl (UV-absorbierendes Acrylharz)
 Farbe: Gelb (PN6A, PN6AS), Klar (PU6A, PU6AS)
 UV-Reduzierung bei 10% T: 408 nm (+20,0 Dioptrien-Linse von PN6A, PN6AS), 399 nm (+20,0 Dioptrien-Linse von PU6A, PU6AS)
 Brechungsindex: 1,519 (35°C)
 Konfiguration: Bikonvex
 Stärke: +6,0 bis +26,0 Dioptrien; +6,0 bis +10,0 Dioptrien in Schritten von +1,0 Dioptrien; +10,0 bis +26,0 Dioptrien in Schritten von +0,5 Dioptrien

HAPTİK
 Konfiguration: Modifizierte "C"-Schleife
 Material: PVDF
 Farbe: Blau

CARATTERISTICHE:
Modello PN6A, PN6AS (tipo Naturale) / PU6A, PU6AS (tipo UV)

OPTICA
 Materiale: Acrilico morbido (resina acrilica con filtro UV)
 Colore: Giallo (PN6A, PN6AS), Trasparente (PU6A, PU6AS)
 Taglio UV al 10% T: 408 nm (lente da +20,0 diottrie del modello PN6A, PN6AS), 399 nm (lente da +20,0 diottrie del modello PU6A, PU6AS)
 Indice di rifrazione: 1,519 (35°C)
 Configurazione: Biconvessa
 Potere: da +6,0 a +26,0 diottrie; da +6,0 a +10,0 diottrie in incrementi di +1,0 diottrie; da +10,0 a +26,0 diottrie in incrementi di +0,5 diottrie

OPTICA
 Materiale: Acrilico morbido (resina acrilica con filtro UV)
 Colore: Giallo (PN6A, PN6AS), Trasparente (PU6A, PU6AS)
 Taglio UV al 10% T: 408 nm (lente da +20,0 diottrie del modello PN6A, PN6AS), 399 nm (lente da +20,0 diottrie del modello PU6A, PU6AS)
 Indice di rifrazione: 1,519 (35°C)
 Configurazione: Biconvessa
 Potere: da +6,0 a +26,0 diottrie; da +6,0 a +10,0 diottrie in incrementi di +1,0 diottrie; da +10,0 a +26,0 diottrie in incrementi di +0,5 diottrie

EIGENSCHAFTEN:
Model PN6A, PN6AS (natuurlijk type) / PU6A, PU6AS (UV type)

OPTISCHE GEDEELTE
 Materiaal: Zach acryl (UV-absorberende acrylhars)
 Kleur: Geel (PN6A, PN6AS), kleurloos (PU6A, PU6AS)
 UV-overgang bij 10% T: 408 nm (+20,0-dioptriëlen van PN6A, PN6AS), 399 nm (+20,0-dioptriëlen van PU6A, PU6AS)
 Brekingsindex: 1,519 (35°C)
 Configuratie: Biconvex
 Sterkte: +6,0 tot +26,0 diotrie; +6,0 tot +10,0 diotrie sterke in sterke toeneemend met +1,0 per stap; +10,0 tot +26,0 diotrie sterke in sterke toeneemend met +0,5 per stap

HAPTISCHE GEDEELTE
 Configuratie: gemodificeerd "C"-lus
 Materiaal: PVDF
 Kleur: blauw

CHARAKTERYSTYKA:
Model PN6A, PN6AS (typ naturalny) / PU6A, PU6AS (typ UV)

CZEŚĆ OPTYCZNA
 Materiał: Miękki akryl (żywica akrylowa pochłaniająca promienie UV)
 Kolor: Żółty (PN6A, PN6AS), bezbarwny (PU6A, PU6AS)
 Odcięcie UV: 10% T: 408 nm (soczewki PN6A, PN6AS, o mocy +20,0 dioptrii), 399 nm (soczewki PU6A, PU6AS, o mocy +20,0 dioptrii)
 Indeks refrakcji: 1,519 (35°C)
 Konfiguracja: Obustronnie wypukła
 Moc: od +6,0 do +26,0 dioptrii; od +6,0 do +10,0 dioptrii w odstępach co +1,0 dioptrii; od +10,0 do +26,0 dioptrii w odstępach co +0,5 dioptrii

CZEŚĆ HAPTYCZNA
 Konfiguracja: Zmodyfikowana pętla C
 Materiał: PVDF
 Kolor: Niebieski

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Μοντέλο PN6A, PN6AS (Φυσικός τύπος) / PU6A, PU6AS (Τύπος UV)

ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 Υλικό: Μαλακό ακρυλικό (απορροφητική των UV ακρυλική ρητίνη)
 χρώμα: κίτρινο (PN6A, PN6AS), διαυγές (PU6A, PU6AS)
 Αποκόπτι UV σε ποσοστό 10% T: 408 nm (φακός διοπτρίας+20,0 του μοντέλου PN6A, PN6AS), 399 nm (φακός διοπτρίας+20,0 PU6A, PU6AS)
 Δείκτης διάθλασης: 1,519 (35°C)
 Μορφή: Διπλοεπίκδο φακός
 Ισχύς: +6,0 μέχρι διοπτρίας +26,0, διοπτρία +6,0 έως +10,0 σε προσεγγιστικές διοπτρίες +1,0, +10,0 έως +26,0 ισχύς διοπτρίας σε προσεγγιστικές διοπτρίες +0,5


ΑΠΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
 Μορφή: Τροποποιημένη ακαύλη-C
 Υλικό: PVDF
 Χρώμα: Μπλε

CARACTERISTICAS:
Modelo PN6A, PN6AS (tipo natural) / PU6A, PU6AS (tipo UV)

OPTICA
 Material: Acrilico suave (resina acrilica que absorbe los rayos UV)
 Color: Amarillo (PN6A, PN6AS), Transparente (PU6A, PU6AS)
 Bloqueo UV a 10% T: 408 nm (lente de +20,0 dioptrias de PN6A, PN6AS), 399 nm (lente de +20,0 dioptrias de PU6A, PU6AS)
 Índice de refracción: 1,519 (35°C)
 Configuración: Biconvexa
 Potencia: de +6,0 a +26,0 dioptrias; de +6,0 a +10,0 dioptrias en incrementos de +1,0 dioptrias; de +10,0 a +26,0 dioptrias en incrementos de +0,5 dioptrias

OPTICA
 Material: Acrilico suave (resina acrilica que absorbe los rayos UV)
 Color: Amarillo (PN6A, PN6AS), Transparente (PU6A, PU6AS)
 Bloqueo UV a 10% T: 408 nm (lente de +20,0 dioptrias de PN6A, PN6AS), 399 nm (lente de +20,0 dioptrias de PU6A, PU6AS)
 Índice de refracción: 1,519 (35°C)
 Configuración: Biconvexa
 Potencia: de +6,0 a +26,0 dioptrias; de +6,0 a +10,0 dioptrias en incrementos de +1,0 dioptrias; de +10,0 a +26,0 dioptrias en incrementos de +0,5 dioptrias

Indice de refracción: 1,519 (35°C)
 Configuración: Biconvexa
 Potencia: +6,0 hasta +26,0 dioptrias; +6,0 hasta +10,0 potencias de dioptria en incrementos de +1,0 dioptrias; +10,0 hasta +26,0 potencias de dioptria en incrementos de +0,5 dioptrias
HAPTICS
 Configuración: Bucle "C" modificado
 Material: PVDF
 Color: Azul



Spectral transmittance curves (% of Transmittance)
 Courbes de transmission spectrale (% de transmission)
 Spektrale Transmissionskurven (% der Durchlässigkeit)
 Curvas de transmittancia espectral (% transmittanza)
 Kromme van spectrale transmissie (% aan transmissie)
 Krzywe transmitancji widmowej (% transmitancji)
 Καμπύλες φασματικής διαπερατότητας (% διαπερατότητας)
 Curvas de transmittancia espectral (% de transmittancia)

Figure 3 displays the typical spectral transmittance curves for PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS with a dioptric power of +20.0 together with the spectral transmittance curve* for the phakic eye of a 53-year-old patient.

The Figure 3 montre les courbes de transmission spectrale types pour PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS avec une puissance dioptrique de +20,0 ainsi que la courbe de transmission spectrale* de l'oeil phaque d'un patient de 53 ans. Abbildung 3 zeigt die typischen Lichtdurchlässigkeitskurven für PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS mit einer Brechkraft von +20,0, zusammen mit der Lichtdurchlässigkeitskurve* für das phakische Auge eines 53-jährigen Patienten.


The Figure 3 mostra le tipiche curve di transmittanza spettrale dei modelli PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS con un potere diottrico di +20,0 diottrie unitamente alla curva di transmittanza spettrale* di un occhio faticoso di un paziente di 53 anni. Afbeelding 3 toont de karakteristieke spectrale-transmissiecurves voor PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS met een dioptriestrakte van +20,0 en de spectrale-transmissiecurve* voor het fakte oog van een 53 jaar oude patient.

Na rys. 3 przedstawiono typowe krzywe transmittancji widmowej dla modeli PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS o mocy +20,0 dioptrii z krzywą transmittancji widmowej* dla oka bezsoczewkowego u 53-letniego pacjenta.


To σχήμα 3 απεικονίζει τις χαρακτηριστικές καμπύλες φασματικής διαπερατότητας για τα μοντέλα PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS με ισχύ διοπτρίας +20,0 μαζί με την καμπύλη φασματικής διαπερατότητας* για τον οφθαλμό με φακό ενός 53χρονο ασθενούς. The Figure 3 muestra las curvas de transmittancia espectral típicas para PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS con una potencia de dioptrias de +20,0. También muestra la curva de transmittancia espectral* para el ojo fásico de un paciente de 53 años de edad. *E. A. Boettner and J. R. Wolter, "Transmission of the Ocular Media", Investigative Ophthalmology, Vol. 1, No.6, 776-783, 1962.

X Do Not


À ne pas faire / Verbote / Divieti / Nooit / Przeważanie / NAMHN / No




9 DO NOT twist laterally when removing the lens stage.
NE PAS provoquer de torsion latérale lors du retrait du support de stockage de la lentille.
Linsenhalter beim Entfernen NICHT seitlich drehen.
NON ruotare lateralmente durante la rimozione della sicura della lente.
NIET zijwaarts draaien bij verwijdering van de lenspatroon.
NIE odginać na bok podczas zdejmowania osłony soczewki.
NA MHN συστρέφετε πλευρικά τη θήκη του φακού κατά την αφαίρεση της.
NO torcer lateralmente al retirar la plataforma de la lente.




10 DO NOT use – should haptic become deformed or protrude from the device.
NE PAS utiliser – si l'haptique est déformé ou s'il dépasse de l'appareil.
NICHT verwenden – Haptik verformt oder ragt aus dem Produkt heraus.
NON utilizzare in caso di deformazione o di protrusione di un'aplica dal dispositivo.
NIET gebruiken – als het haptische deel vervormd is of uit het instrument steekt.
NIE używać jeżeli część haptyczna uległa odkształceniu lub wystaje z urządzenia.
MHN χρησιμοποιείτε – όταν το απτικό στοιχείο έχει παραμορφωθεί ή προεξέχει από τη συσκευή.
NO utilizar – si el háptico se deforma o sobresale del dispositivo.




11 DO NOT use – leading haptic twisted and/or extended forward.
NE PAS utiliser – si l'haptique antérieur est tordu ou s'étend vers l'avant.
NICHT verwenden – vordere Haptik verdreht und/oder nach vorne gestreckt.
NON utilizzare in caso di apica di testa ruotata e/o allungata in avanti.
NIET gebruiken – als het voorste haptische deel gedraaid is en/of naar voren steekt.
NIE używać – przednia część haptyczna skręcona i wyciągnięta ku przodowi.
MHN χρησιμοποιείτε – όταν το άνω άκρο του απτικού στοιχείου έχει στρεβλωθεί και ή εκτείνεται προς τα εμπρός.
NO utilizar – háptico delantero retorcido y/o extendido.




12 DO NOT use – leading haptic bent or stretched out.
NE PAS utiliser – si l'haptique antérieur est courbé ou dépasse.
NICHT verwenden – vordere Haptik verbogen oder nach außen gestreckt.
NON utilizzare – apica di testa piegata o distesa.
NIET gebruiken – voorste haptische deel verbogen of gerek.
NIE używać: przednia część haptyczna zgięta lub rozciągnięta.
NA MHN χρησιμοποιείτε – όταν η πρόσθια ακύλη έχει λυγίσει ή εκτείνεται εκτός.
NO utilizar – háptico delantero doblado o extendido.




13 DO NOT use – trailing haptic extended out.
NE PAS utiliser – si l'haptique postérieur est détendu.
NICHT verwenden – hintere Haptik herausgestreckt.
NON utilizzare – apica di coda allungata verso l'esterno.
NIET gebruiken – achterste haptische deel steekt uit.
NIE używać: tylna część haptyczna rozciągnięta.
NA MHN χρησιμοποιείτε – όταν η οπίσθια ακύλη επεκτείνεται προς τα έξω.
NO utilizar – háptico trasero extendido.



14 DO NOT use – should the plunger tip pass above or under the lens optic or bend the optic irregularly.
NE PAS utiliser – si l'extrémité du piston passe au-dessus ou en dessous de l'optique de la lentille ou s'il tord irrégulièrement la lentille.
NICHT verwenden – Kolbenspitze über oder unter die Linsenoptik oder auf ungewöhnliche Weise in der Optik gebogen.
NON utilizzare – se la punta dello stantuffo passa sopra o sotto l'ottica della lente o piega l'ottica in modo irregolare.
NIET gebruiken – als de tip van de zuiger boven of onder het optische gedeelte van de lens door gaat of het optische gedeelte op ongewone wijze buigt.
NIE używać, jeżeli końcówka tłoka przechodzi powyżej lub poniżej części optycznej soczewki lub zagina tę część w nieregularny sposób.
NA MHN χρησιμοποιείτε – όταν το έμβολο έχει περάσει πάνω ή κάτω από την οπτική διάταξη του φακού ή έχει κάμψει ακανόνιστα το φακό.
NO utilizar – si la punta del émbolo pasara por encima o por debajo de la óptica de la lente o doblara la óptica de manera irregular.



15 DO NOT use – plunger tip has moved too far towards the left or right side.
NE PAS utiliser – si l'extrémité du piston est allée trop à droite ou à gauche.
NICHT verwenden - Kolbenspitze zu weit nach links oder rechts verschoben.
NON utilizzare – punta dello stantuffo posizionata troppo a destra o troppo a sinistra.
NIET gebruiken – tip van de zuiger te ver naar links of rechts bewegen.
NIE używać: końcówka tłoka przesunęła się zbytnio w lewo lub w prawo.
NA MHN χρησιμοποιείτε – όταν το έμβολο έχει προχωρήσει πολύ προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
NO utilizar – la punta del émbolo se ha movido con demasiada rapidez hacia el lado izquierdo o derecho.



16 DO NOT use – lens exposed at nozzle tip before insertion.
NE PAS utiliser – si la lentille a été exposée à l'extrémité de l'embout avant insertion.
NICHT verwenden – Linse vor dem Einsetzen auf Injektorspitze gelangt.
NON utilizzare – lente sporgente sulla punta dell'ugello prima dell'inserimento.
NIET gebruiken – lens bij punt spuitmond blootgesteld voor het inbrengen.
NIE używać: soczewka wystaje z końcówki dyszy przed wprowadzeniem.
NA MHN χρησιμοποιείτε – όταν ο φακός έχει βγει από το άκρο του ρύγχους πριν την εισαγωγή στο μάτι.
NO utilizar – lente expuesta en la punta de la boquilla antes de la inserción.

PRESCRIPTION DEVICE

Caution: This device is restricted to sale by or on the order of an ophthalmologist.

DEVICE DESCRIPTION

The Avansee™Preset / Avansee™PresetUV from Kowa Company, Ltd. is a foldable posterior chamber aspheric intraocular lens (IOL) (Fig. 2) that is preloaded in a single-use Kowa original injector (Fig. 1). The optic of the lens is made from a UV-absorbing hydrophobic soft acrylic material which, in the case of the Natural type, also contains proprietary blue-light filtering. The modified "C"-loop haptics consist of blue polyvinylidene fluoride (PVDF). The spectral transmittance of the IOL (Natural type) closely replicates that of the natural crystalline lens (Fig. 3). Prior to insertion, the optical portion of the lens is folded to allow for placement through a small incision. After surgical insertion into the eye, the lens gently unfolds to restore the optical performance.

INTENDED USE

Kowa's Avansee™Preset / Avansee™PresetUV IOL is intended to be positioned in the posterior chamber of the eye, replacing the natural crystalline lens. This allows the lens to function as a refractive medium in the visual correction of aphakia.

INDICATIONS

Kowa's Avansee™Preset / Avansee™PresetUV IOL is placed in a capsular bag and is designed for implantation after extracapsular cataract extraction or phacoemulsification of cataracts.

WARNINGS

- Careful preoperative evaluation and sound clinical judgment should be used by the surgeon to decide the benefit/risk ratio before implanting the Avansee™Preset / Avansee™PresetUV lens in a child or a "special care patient" who has one or more of the following conditions. Before surgery Corneal endothelial damage / Glaucoma / Uveitis / Diabetic retinopathy / Retinal detachment / Congenital ocular anomalies / Choroidal haemorrhage / Shallow anterior chamber / Microphthalmos / Corneal dystrophy / Optic nerve atrophy / Ocular hypertension / Amydriasis / Amblyopia / History of keratoplasty / Iritis / Corneal anomalies / Macular degeneration / Retinal degeneration / Atopic disease / Pseudoexfoliation syndrome and zonular weakness / Zonular rupture and lens luxation (including lens subluxation) / Rubeosis iridis / Patients with intraoperative occurrences of any severe adverse event / or patients who, assessed by a surgeon, require special care for reasons such as an accompanying systemic or ocular disease.
- Prior to surgery, the risks and benefits associated with the implantation of the IOL should be clearly explained by the surgeon to the patient.
- Additional attention is required for "special care patients", including a post-operative follow up by an experienced ophthalmologist with adequate equipment, due to the higher risk of complications and/or insufficient vision recovery. Implantation of the IOL in children should be performed by an ophthalmologist who has sufficient knowledge and experience in paediatric care. This is particularly important when treating a child (under 2 years old) whose small eyeballs can make implantation and the handling of instruments difficult. The chances of IOL exchange are also higher due to the change of eye axial length with the child's growth. Therefore it is important to provide the parents of the young patient with informed consent information prior to any surgery and the IOL should be implanted to the young patients carefully after considering the benefit/risk ratio.
- For active uveitis and a child with uveitis, inflammation should be suppressed by medical treatment prior to intraocular lens implantation, as surgical invasion may cause aggravation of the uveitis or another complication.
- As with any surgical procedure, potential complications accompanying IOL implantation can occur. Adverse events and malfunctions may require discontinuation of the implantation, since they can lead to blindness, permanent problems with visual acuity and grave health hazard or may require IOL extraction and IOL exchange.
- Complications accompanying IOL implantation may include but are not limited to:

<Adverse events>
Corneal oedema / Keratitis (including corneal erosion) / Corneal endothelial damage / Acute corneal decompensation / Detachment of Descemet's membrane / Conjunctivitis and subconjunctival haemorrhage / Hyphaema / Hypopyon / Iris damage / Iritis (iridocyclitis) / Iris adhesion / Iris prolapse / Abnormal pupil (block, capture, deformation, dilatation, etc.) / Uveitis / Zonular rupture / Posterior capsular rupture / After cataract / Vitreous haemorrhage and opacity / Vitreous prolapse / Detachment, hole, tear, etc. of retinal tissue (including macula) / Retinal detachment / Choroidal detachment / Choroid haemorrhage / Macular oedema

and degeneration / Expulsive haemorrhage / Endophthalmitis / Fibrin precipitation / Secondary glaucoma / Intraocular pressure elevation (including transient elevated intraocular pressure and ocular hypertension) / Intraocular pressure lowering / Dysphotopsia / Deterioration of visual function (visual acuity and contrast sensitivity) / Error of predicted refractive power / Wound leak.

<Malfunctions>

Optic damage (breakage, scratch, etc.) / Haptic damage (breakage, detachment, deformation, etc.) / Adhesion of foreign bodies on the lens surface / Lens surface reflection / Lens discoloration or pseudodiscoloration / Lens opacification (including glistening) / Lens luxation / Lens decentration / Lens dislocation / Lens jamming.

- Back-ups for the intraocular lens and the insertion device should be made available prior to surgery as a part of emergency preparations.
- DO NOT re-use the lens. For single use only.
- DO NOT re-sterilise. Re-use or re-sterilisation of any component may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury or illness. Re-use or re-sterilisation may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including but not limited to the transmission of infectious disease(s) from one patient to another.
- DO NOT store the lens in direct sunlight or in any hot and humid places. Store the lens at room temperature and keep it dry.

PRECAUTIONS

- Before using this device, please ensure that you have carefully read and understood this document in order to complete the procedure safely.
- This device should be placed in the posterior chamber. Implantation of the lens in the anterior chamber has not been evaluated for safety and efficacy.
- Before opening the Avansee™Preset / Avansee™PresetUV packaging, confirm the description including the IOL model, lens power, and expiration date located on the label.
- The temperatures of the device and the ophthalmic viscosurgical device (OVD) during use should be kept between 21 °C and 25 °C.
- The inside of the aluminium packaging is not sterile. In a non-sterile environment, remove its contents including the primary (blister) package from the aluminium packaging.
- Should any damage or abnormality be found on the primary package after opening the aluminium packaging, DO NOT use, as the device may no longer be sterile.
- After opening the primary package, the device should be handled aseptically.
- When removing the device from the primary package, ensure to be careful not to drop it.
- Before using the device, carefully examine all parts for damage, or any other abnormality. Should any abnormality be found, DO NOT use it.
- If the lens stage is dislodged before use, DO NOT use it.
- DO NOT remove the lens stage before the injection of the OVD.
- DO NOT open the cap on the injector body.
- If there are any abnormalities during the procedure, immediately stop using this device.
- When implantation has been stopped during the procedure due to an abnormality, DO NOT re-use the device and discard it.

INSTRUCTIONS FOR USE

<Preparation for lens implantation>

- Prior to implanting, examine the lens package for type, power and proper configuration.
- Open the primary (blister) package and remove the device in a sterile environment.
- Insert the injection needle for the OVD into the inlet located in the cap on the injector body, and fill the nozzle close to the dashed line shown in the diagram (Fig. 4) with the OVD in order to inject at least approx. 0.15 ml.

<Lens implantation>

- With the Kowa mark portion of the injector body firmly in hand, hold the lens stage between your thumb and middle finger on both sides and support its fore part with your index finger (Fig. 5), and then remove the lens stage slowly away from the injector body towards the nozzle tip (Fig. 6).
- Push the plunger at a slow and constant rate; move the IOL forward and stop it at the point when the IOL optic is rolled and its edges make secure contact (Fig. 7). Once this has been done, immediately (within 20 seconds) place the IOL into the eye.
- Insert the nozzle tip with the bevel down through an incision to just before the central pupillary area (Fig. 8).
- While pushing the plunger ahead at a constant

- rate release the IOL inside the capsular bag.
- Push until the trailing haptic is completely extruded and the IOL is released, and pull the injector body out of the anterior chamber. Then, stabilise the IOL inside the capsular bag using a hook or other tools.
 - Care should be taken to remove the OVD from the eye at the end of surgery.

Cautions in handling:

- A sufficient amount of OVD should be injected to fill the nozzle and cover the entire lens optic by inserting the injection needle into the inlet located in the cap on the injector body (to the level of at least 0.15 ml from the inlet). Insufficient OVD may damage the IOL because of inadequate lubrication inside the nozzle.
- DO NOT leave the injector with the OVD filled inside the nozzle. Immediately start the next procedure.
- DO NOT advance the plunger before removing the lens stage.
- When removing the lens stage, DO NOT twist it laterally (Fig. 9).
- Upon removing the lens stage, confirm that there is no abnormality in the IOL. Should a haptic of the IOL become deformed and protrude out of the hole in the back of the injector body as shown in Fig. 10, DO NOT use it.
- After removing the lens stage, DO NOT fill it with additional OVD.
- Push the plunger slowly when it makes contact with the lens.
- DO NOT push the plunger rapidly or intermittently. Push the plunger forward at a smooth constant rate.
- DO NOT pull back the plunger once the plunger has been pushed forward.
- Keep the bevel down while pushing the plunger ahead at a constant rate to release the IOL inside the capsular bag.
- If you feel strong resistance or any abnormal feeling during advancement of the plunger, stop using this device.
- During advancement of the plunger, stop using this device if a trailing haptic is out of the groove along the plunger, or if :
 - the leading haptic should twist and extend forward (Fig. 11);
 - the leading haptic should bend and stretch out (Fig. 12);
 - the trailing haptic should extend out of the nozzle (Fig. 13);
 - the plunger should pass above or under the lens optic or bend the optic irregularly (Fig. 14); or
 - the plunger should go too far toward the right or left side (Fig. 15).
- The IOL should be moved forward until the lens optic is rolled and its edges make secure

contact. If you stop advancement short of this location, the plunger tip may get into and be caught in the lens optic and the lens may be damaged when pushing and inserting the IOL afterward.

- After the IOL is moved into the near tip of the nozzle, move on to the next procedure promptly (within 20 seconds) and place the lens into the eye. Failure of prompt implantation may cause the lens to become stuck inside the nozzle, possibly resulting in damage to the IOL or improper implantation.
- During the IOL implantation procedure, DO NOT push the lens to the extent of being exposed from the nozzle tip (Fig. 16).
- The IOL should be released slowly after the nozzle tip has been located just before the centre of the pupillary area.

CALCULATION OF LENS POWER

The surgeon should determine preoperatively the power of lens to be implanted. The A-constant below is presented as a reference value for lens power calculations. When calculating the exact lens power, it is recommended that calculations should be performed individually based on the equipment used and the operating surgeon's experience.

Model	A-constant (A-mode)
PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS	118.7

Lens power calculation methods are described in the following references.

Sanders, D.R., Retzlaff, J., and Kraff, M.C., "Comparison of SRK II formula and other second generation formulae", *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, Vol. 14, pp.136-141, 1988.

Retzlaff, J.A., Sanders, D.R., and Kraff, M.C., "Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula", *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, Vol. 16, pp.333-340, 1990; ERRATA, Vol. 16, pp.528, 1990.

PATIENT IDENTIFICATION CARD

The Patient Identification Card included in the outer packaging should be completed and given to the patient. The patient must provide this card when seeking any future eye care.

HOW SUPPLIED

The Avansee™Preset / Avansee™PresetUV is supplied sterile in a primary (blister) package for single use only. The primary (blister) package is sterilised with ethylene oxide gas and the package should be opened only under sterile conditions. DO NOT re-sterilise.

EXPIRATION DATE (sterility expiration date)

The sterility expiration date is clearly indicated on the outer package. The date is expressed as four digits for the year and two digits for the month.

RETURN/EXCHANGE POLICY

Regarding lens return or exchange, please contact with your local distributor or Authorized Representative (See below).

DISPOSITIF SUR PRESCRIPTION

Avertissement : Ce dispositif est réservé à la vente par ou sur prescription d'un ophtalmologiste.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Avansee™Preset / Avansee™PresetUV de Kowa Company, Ltd. est une lentille intraoculaire (LIO) asphérique pliable pour la chambre postérieure (Fig. 2), préchargée dans un injecteur original Kowa, à usage unique (Fig. 1). Le corps de la lentille est constitué d'un matériau en acrylique hydrophobe pliable absorbant les UV, et le modèle de type « Naturel » présente aussi un filtrage de la lumière bleue. L'haptique à boucle en « C » modifiée est constitué de polyvinylidène fluorure (PVDF) bleu. La transmission spectrale de la LIO (de type Naturel) reproduit fidèlement celle du cristallin naturel (Fig.3). Avant l'insertion, le corps de la lentille est plié, permettant sa mise en place par une micro-incision. Après l'insertion chirurgicale dans l'oeil, la lentille se déplie doucement pour restituer une bonne performance optique.

UTILISATION PRÉVUE

La LIO Avansee™Preset / Avansee™PresetUV de Kowa est destinée à être positionnée dans la chambre postérieure de l'oeil, remplaçant le cristallin naturel. Cela permet à la lentille de fonctionner comme milieu de réfraction dans la correction visuelle de l'aphakie.

INDICATIONS

La LIO Avansee™Preset / Avansee™PresetUV de Kowa est placée dans le sac capsulaire, et est destinée à l'implantation après l'extraction de la cataracte extracapsulaire ou la phaco-émulsification de la cataracte.

AVERTISSEMENTS

- Une évaluation préopératoire attentive et un jugement clinique précis doivent être réalisés par le chirurgien afin de décider du rapport bénéfice/risque avant d'implanter la lentille Avansee™Preset / Avansee™PresetUV chez un enfant, ou chez un « patient en soin spécial » qui présente une ou plusieurs des pathologies suivantes : Avant l'opération Dommage endothélial de la cornée / Glaucome / Uvéïte / Rétinopathie diabétique / Décollement de la rétine / Anomalies congénitales de l'œil / Hémorragie choroïdienne / Chambre antérieure peu profonde / Microptalmie / Dystrophie cornéenne / Atrophie du nerf optique / Hypertension oculaire / Mydriase / Amblyopie / Antécédents de kératoplastie / Iritis / Anomalies de la cornée / Dégénérescence maculaire / Dégénérescence rétinienne / Maladie atopique / Syndrome de pseudoexfoliation et faiblesse zonulaire / Rupture zonulaire et luxation du cristallin (notamment subluxation) / Rubéosis iris / Patients avec apparition d'événements indésirables opératoires graves / ou patients qui, après évaluation par un chirurgien, requièrent des soins particuliers pour des causes telles que l'accompagnement de maladies systémiques ou ophtalmiques.
- Avant l'opération, les risques et bénéfices associés à l'implantation de la LIO doivent être clairement expliqués par le chirurgien au patient.
- Une attention supplémentaire est requise pour les « patients en soin spécial », y compris le suivi postopératoire par un ophtalmologiste d'expérience possédant l'équipement approprié, en raison du risque élevé de complications et/ou d'une récupération de la vue jugée insuffisante. L'implantation de la LIO chez l'enfant doit être réalisée par un ophtalmologiste ayant des connaissances et une expérience des soins pédiatriques suffisantes. C'est particulièrement important dans le cas d'un enfant (moins de 2 ans) dont le petit globe oculaire peut rendre l'implantation et la manipulation d'instruments difficiles. Les probabilités de changement d'implant sont aussi plus élevées à cause du changement de longueur axiale de l'œil lors de la croissance de l'enfant. Il est donc important de fournir aux parents du jeune patient les informations de consentement éclairé avant toute intervention chirurgicale. Par conséquent, il est important de fournir aux parents du jeune patient des informations sur le consentement éclairé avant toute intervention chirurgicale et la LIO doit être implantée avec précaution chez les jeunes patients après avoir pris en considération le rapport bénéfices/risques.
- Dans le cas d'une uvéïte active et d'un enfant présentant une uvéïte, l'inflammation doit être supprimée par traitement médical avant l'implantation intraoculaire de la lentille ; l'insertion chirurgicale pourrait en effet entraîner une aggravation de l'uvéïte, ou d'autres complications.
- Comme pour toute intervention chirurgicale, des complications potentielles accompagnant l'implantation de la LIO sont susceptibles de survenir. Des événements indésirables et dysfonctionnements peuvent exiger le retrait de l'implant, ou peuvent conduire à la cécité, à des problèmes de vue permanents, et provoquer de graves risques pour la santé ou nécessiter l'extraction de la LIO et son changement.
- Les complications possibles accompagnant l'implantation peuvent comprendre les complications suivantes, sans toutefois s'y limiter : <Èvénements indésirables> Œdème de la cornée / Kératite (y compris érosion de la cornée) / Dommage des cellules endothéliales de la cornée / Décompensation cornéenne aiguë / Décollement de la membrane de Descemet / Hémorragie conjonctive et subconjonctive / Hyphéma / Kératite à hypopyon / Lésion de l'iris / Iritis (iridocyclite) / Adhérence de l'iris / Prolapsus de l'iris / Pupille anormale (bloc, saisie, déformation, dilatation, etc.) / Uvéïte / Rupture zonulaire / Rupture capsulaire postérieure / Après la cataracte / Hémorragie du vitré et opacité du vitré / Prolapsus du corps vitré / Détachement, trou, déchirement, etc. du tissu rétinien (y compris de la macula) / Décollement de la rétine / Décollement choroïdien / Hémorragie choroïdienne / Œdème maculaire et dégénérescence / Hémorragie expulsive / Endophtalmie / Caillot de fibrine / Glaucome secondaire / Élévation de la pression intraoculaire (y compris pression intraoculaire élevée transitoire et hypertension oculaire) / Diminution de la pression intraoculaire / Dysphotopsie / Détérioration de la fonction visuelle (acuité visuelle et sensibilité au contraste) / Erreur de la puissance de réfraction prédite / Épanchement dû à une plaie. <Défaillances> Dommage optique (rupture, éraflure...) / Dommage haptique (rupture, éraflure, décollement...) / Adhérence de corps étrangers à la surface de la lentille / Réflexion de la surface de la lentille / Décoloration ou pseudocoloration de la lentille / Opacification de la lentille (y compris scintillement) / Luxation de la lentille / Décentration de la lentille / Dislocation de la lentille / Coïncement des lentilles.

7. Des lentilles intraoculaires supplémentaires et leurs injecteurs doivent être disponibles avant l'opération, en cas d'urgence.

8. NE PAS réutiliser la lentille. Dispositif à usage unique.

9. NE PAS restériliser. La réutilisation ou la restérilisation de tout composant peuvent compromettre l'intégrité structurelle du dispositif ou conduire à une défaillance du dispositif qui, à son tour, peut entraîner des blessures ou des maladies chez le patient. La réutilisation ou la restérilisation peut aussi créer un risque de contamination du dispositif ou causer une infection au patient ou une infection croisée, y compris, mais sans s'y limiter, la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre.

10. NE PAS stocker la lentille à la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide et chaud. Stocker à température ambiante et au sec.

PRECAUTIONS

- Avant d'utiliser ce dispositif médical, veuillez vous assurer d'avoir lu attentivement et compris ce document afin de procéder à l'intervention en toute sécurité.
- Cette LIO doit être placée dans la chambre postérieure. L'implantation de la lentille dans la chambre antérieure n'a pas fait l'objet d'une évaluation en termes d'efficacité et de sécurité.
- Avant d'ouvrir l'emballage d'Avansee™Preset / Avansee™PresetUV, vérifiez la description, y compris le modèle de LIO, la puissance de la lentille, et la date d'expiration situés sur l'étiquette.
- La température de la lentille et du dispositif visco-chirurgical ophtalmique (OVD) pendant l'utilisation doit être comprise entre 21 °C et 25 °C.
- L'intérieur de l'emballage en aluminium n'est pas stérile. Dans un environnement non stérile, retirer son contenu, y compris l'emballage primaire (blister) de l'emballage en aluminium.
- Si de quelconques dommages ou anomalies sont repérés sur l'emballage primaire après l'ouverture de l'emballage en aluminium, NE PAS utiliser, car la stérilité du dispositif n'est plus garantie.
- Après l'ouverture de l'emballage primaire (blister), le dispositif doit être manipulé en conditions aseptiques.
- Lorsque vous retirez le dispositif de l'emballage primaire, veillez à ne pas le faire tomber.
- Avant d'utiliser le dispositif, observer avec attention toutes les parties afin de détecter tout dommage, ou autre anomalie. Si une anomalie est décelée, NE PAS utiliser le dispositif.
- Si le support de stockage de la lentille est délogé de l'injecteur avant utilisation, NE PAS utiliser.
- NE PAS enlever le support de stockage de la lentille de l'injecteur avant l'injection de l'OVD.
- NE PAS ouvrir la capsule sur le corps de l'injecteur.
- Si des anomalies surviennent durant l'intervention, cessez immédiatement d'utiliser ce dispositif.
- Lors de l'arrêt de l'implantation pendant la procédure à cause d'une anomalie, NE PAS réutiliser ce dispositif et le jeter.

Symbol Explanation:

Symbols	Description	Symbols	Description	Symbols	Description
	Do not re-use / For single use only		Caution		Manufacturer
	Do not re-sterilise		Keep away from sunlight		Authorized representative in the European Community
	Do not use if package is damaged		Keep dry		Dioptre
	Sterilised using ethylene oxide		Temperature limitation	ϕT	Overall diameter
	Non-sterile		Serial number	ϕB	Optic diameter (Body diameter)
	Consult instructions for use		Use by (YYYY-MM : year-month)		

Manufacturer:
Kowa Company, Ltd.
4-14, 3-Chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433, JAPAN
Authorized Representative in the European Community:
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Görreshof 151, 53347 Alfth, Germany
Phone: 00-800-2826-7333
Fax: +49 2222 95891 99
www.kowapharmaceuticals.eu
www.avansee.eu

INSTRUCCIONES DE USO

<Preparación de la implantación de la lente>

1. Antes de realizar el implante, examine el envase de la lente con respecto al tipo, potencia y configuración adecuados.
2. Abra el envase principal (blíster) y retire el dispositivo en un entorno estéril.
3. Inserte la aguja de inyección para el OVD en la toma de entrada ubicada en la tapa sobre el cuerpo del inyector y llene la boquilla cerca de la línea de puntos mostrada por el diagrama (Fig. 4) con el OVD para inyectar al menos 0,15 ml aproximadamente.

<Implantación de la lente>

4. Sujutando firmemente con la mano la parte de la marca Kowa del cuerpo del inyector, sujete la plataforma de la lente entre su pulgar y dedo corazón en ambos lados y sostenga su parte delantera con su dedo índice (Fig. 5), y retire la plataforma de la lente lentamente del cuerpo del inyector hacia la punta de la boquilla (Fig. 6).
5. Presione el émbolo a una velocidad lenta y constante; mueva la LIO hacia delante y deténgala en el punto en el que la óptica de la LIO se enrolle y sus bordes entren en contacto de forma segura (Fig. 7). Inmediatamente (en un plazo de 20 segundos) desde este estado, coloque la LIO dentro del ojo.
6. Inserte la punta de la boquilla con el bisel invertido (bevel-down) a través de una incisión justo delante de zona pupilar central (Fig. 8).
7. Mientras empuja el émbolo hacia delante a una velocidad constante, libere la LIO dentro del saco capsular.
8. Presione hasta que el háptico trasero salga fuera completamente y se libere la LIO, saque el cuerpo del inyector de la cámara anterior. A continuación, establezca la LIO dentro del saco capsular utilizando un gancho u otras herramientas.
9. Debe prestarse atención al retirar el OVD del ojo al final de la operación.

Precauciones en el manejo:

1. Debe inyectarse una cantidad suficiente de OVD para llenar la boquilla y cubrir toda la óptica de la lente insertando la aguja de inyección en la toma de entrada ubicada en la tapa del cuerpo del inyector (hasta el nivel de al menos 0,15 ml desde la toma de entrada). Un OVD insuficiente podría dañar la LIO debido a una lubricación inadecuada dentro de la boquilla.
2. NO deje el inyector con el OVD lleno dentro de la boquilla. Comience inmediatamente el siguiente procedimiento.
3. NO avance el émbolo antes de retirar la plataforma de la lente.
4. Al retirar la plataforma de la lente, NO la tuerza lateralmente (Fig. 9).
5. Tras retirar la plataforma de la lente, confirme que no existe ninguna anomalía en la LIO. Si un háptico de la LIO se deformara y saliera fuera del agujero en la parte posterior del cuerpo del inyector tal y como se muestra en la Fig. 10, NO la utilice.
6. Tras retirar la plataforma de la lente, NO añada OVD adicional.
7. Presione el émbolo lentamente cuando hace contacto con la lente.
8. Empuje el émbolo hacia adelante a una velocidad constante.
9. NO tire hacia atrás del émbolo una vez que lo ha empujado hacia delante.
10. Mantenga el bisel invertido mientras empuja el émbolo hacia delante a una velocidad constante para liberar la LIO dentro de la bolsa capsular.
11. Si sintiera una fuerte resistencia o una sensación anómala durante el avance del émbolo, deje de utilizar este dispositivo.
12. Durante el avance del émbolo, deje de utilizar este dispositivo si un háptico trasero estuviera fuera de la ranura a lo largo del émbolo, o en caso de que:

- el háptico delantero se torciera y se extendiera hacia delante (Fig. 11);
 - el háptico delantero se doblase y extendiera (Fig. 12);
 - el háptico trasero debería extenderse fuera de la boquilla (Fig. 13);
 - la punta del émbolo pasara por encima o por debajo de la óptica de la lente o doblara la óptica de manera irregular (Fig. 14); o
 - la punta del émbolo fuera demasiado rápido hacia la parte derecha o izquierda (Fig. 15).
13. La LIO debe moverse hacia delante hasta que la óptica de la lente se enrolle y sus bordes hagan un contacto seguro. Si detiene el avance en esta ubicación, la punta del émbolo podría entrar dentro y quedarse atrapada en la óptica de la lente y ésta podría resultar dañada al empujar e insertar la LIO posteriormente.
 14. Tras mover la LIO dentro de la punta de la boquilla, pase al siguiente procedimiento inmediatamente (en el plazo de 20 segundos) y coloque la lente en el ojo. Si no se realizara una implantación inmediata, la lente podría quedar adherida dentro de la boquilla, lo que posiblemente podría causar daños en la LIO o una implantación inadecuada.
 15. Durante el procedimiento de implantación de la LIO, NO empuje la lente en la medida en que pueda quedar expuesta fuera de la punta de la boquilla (Fig. 16).
 16. La LIO debe liberarse lentamente tras situar la punta de la boquilla justo delante del centro de la zona pupilar.

CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LALENTE

El cirujano debe determinar antes de la intervención quirúrgica la potencia de la lente que se implantará. La constante A de la siguiente tabla representa un punto de referencia para el cálculo de la potencia de la lente. Al calcular la potencia exacta de la lente, se recomienda realizar los cálculos de forma individual en función de los equipos utilizados y de la experiencia del cirujano.

Modelo	Constante A (modo A)
PN6A, PN6AS / PU6A, PU6AS	118,7

Los métodos de cálculo de la potencia de la lente se describen en las siguientes referencias.

Sanders, D.R., Retzlaff, J., and Kraff, M.C., "Comparison of SRK II formula and other second generation formulae", *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, Vol. 14, pp.136-141, 1988.

Retzlaff, J.A., Sanders, D.R., and Kraff, M.C., "Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula", *Journal of Cataract and Refractive Surgery*, Vol. 16, pp.333-340, 1990; *ERRATA*, Vol. 16, pp.528, 1990.

TARJETA IDENTIFICADORA DE PACIENTES

La Tarjeta identificadora de pacientes incluida en el envase exterior debe completarse y entregarse al paciente. El paciente debe proporcionar esta tarjeta cuando busque alguna futura asistencia ocular.

MODO DE SUMINISTRO

Avansee™Preset / Avansee™PresetUV se suministra estéril en un envase (blíster) principal para un solo uso. El envase (blíster) primario se esteriliza con gas de óxido de etileno y el envase debe abrirse solo en condiciones de esterilidad. NO reesterilizar.

FECHA DE CADUCIDAD**(fecha de caducidad de esterilidad)**

La fecha de caducidad de la esterilización se indica claramente en el envase exterior. La fecha se expresa como cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN/CAMBIO DEL ARTÍCULO

En relación con la devolución o cambio de la lente, póngase en contacto con su distribuidor local o representante autorizado (véase abajo).

Explicación de los símbolos:

Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción	Símbolos	Descripción
	No reutilizar / para un solo uso		Precaución		Fabricante
	No reesterilizar		Mantener fuera de la luz solar		Representante autorizado para la Comunidad Europea
	No utilizar si el envase está dañado		Mantener en lugar seco	D	Dioptrías
	Esterilizado con óxido de etileno		Limitación de temperatura	φ T	Diámetro total
	No estéril		Número de serie	φ B	Diámetro óptico (diámetro del cuerpo)
	Consultar las instrucciones de uso		Fecha de caducidad (AAAA-MM: año-mes)		

Fabricante:

Kowa Company, Ltd.

4-14, 3-Chome, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8433, JAPÓN

Representante autorizado para la Comunidad Europea:

Kowa Pharmaceutical Europe GmbH

Görreshof 151, 53347 Alfiter, Alemania

Teléfono: 00-800-2826-7333

Fax: +49 2222 95891 99

www.kowapharmaceuticals.eu

www.avansee.eu

Avansee™Preset

Avansee™PresetUV

Rev. 007
2019 - 01

Package insert – Instructions for use

Feuillet de l'emballage – Manuel d'utilisation

Packungsbeilage – Gebrauchsanleitung

Foglioletto illustrativo – Istruzioni per l'uso

Bijlsuiter – Gebruiksaanwijzing

Ulotka dołączana do opakowania – Instrukcja użycia

Ένθετο στη συσκευασία – Οδηγίες χρήσης

Prospecto – Instrucciones de uso



MMAP58007

CE0197

Technical_File_AvanseePresetUV PU6AS (KPL039B15)

10/10

